

ShockPhysio Basic SW3200 Basic



Stoßwellentherapiegerät

ShockPhysio Basic SW3200 ist ein professionelles Stoßwellentherapiegerät. Die Indikationen der ESWT (Enthesiopathien, Triggerpunkte, Faszien usw.) sind im Batteriepackets ausgelegt.

Eigenschaften

- 5"-Farb-Touchscreen
- Unterstützt bis zu 25.000 Stöße mit Batteriepack
- Hochkapazitätsbatterie sorgt für zuverlässige Energieversorgung und lange Einsatzdauer
- Nur 1/3 der Größe herkömmlicher Stoßwellengeräte – leicht zu transportieren



Bestellinformationen

ShockPhysio Basic SW3200 Basic

Artikelnummer	Beschreibung
SW3200 Basic	Shockwave Therapy Device SW3200 Basic



Standardzubehör

Artikelnummer	Beschreibung
AC9017.200	Kabelgebundenes Handstück
AC9103.300	Applikator SR15
AC9106.300	Applikator CR15
AC9107.300	Applikator CR20
ACC010B300	Netzkabel
ACC050C701	Halterung für kabelgebundenes Handstück
ACC050C601	Batteriepack
ACC060C300	Applikator-Entfernungswerkzeug
ACC020C800	O-Ring (φ 9,5–φ 13,5 mm) ×10
ACC020C801	O-Ring (φ 15–φ 19 mm) ×10
ACC020C802	O-Ring (φ 20–φ 24 mm) ×10
ACC060C400	Rohrreinigungsbürste
ACC060C000	Koffer
SW3200B101	Benutzerhandbuch (USB-Treiber)



Optionales Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
AC9100.300	Applikator CD15
AC9101.300	Applikator CD20
AC9102.300	Applikator CD35
AC9104.300	Applikator SR20
AC9105.300	Applikator SR35
AC9108.300	Applikator CR35
ACC020C803	O-Ring (φ 35–φ 39 mm)



Technische Spezifikation

Stromversorgung	100-240V AC, 50-60 Hz
Abmessungen (B×T×H)	291×170×121 mm (Haupteinheit)
Schnittstelle	5"-Touchscreen
Gewicht	2,1 kg (Haupteinheit), 1,1 kg (Handstück)
Ausgang	1 unabhängiges Handstück
Energie	60–185 mJ (entspricht 1–4 bar _{eff})
Frequenz	1–22 Hz
Modus	Kontinuierlich, Sweep
Batterie	2200 mAh, 22,2 V
Voreingestellte Vorschläge (Protokolle)	37
Benutzerdefinierte Protokolle	30


Verpackungsinformationen (ca.)

	Haupteinheit
Stk./Karton	1
Abmessungen (cm)	53,5*20*45
Bruttovolumen (m³)	0.05
Bruttogewicht/Karton (kg)	8.3
Express-Versandgewicht (kg)	9.7
Luftfrachtgewicht (kg)	8.1
Ca. Menge für 20ft GP	580

Schnittstelle



Battery Pack



Plantarfasziitis mit Fersensporn

Achillodynie



Lumbago

Mediale Epikondylitis